



Oplossing voor wondspoeling

Lösing für die Wundreinigung

Solution pour le nettoyage
des plaies

Solution for wound cleaning

Solución para limpieza de
heridas

Wondreiniging_SC250_SanoMed V4 2020

Gebruiksaanwijzing: 1. Draai de sproeikop naar de "SPRAY". 2. Sproei de vloeistof in de wonde. Gebruik absorberend papier om overtollige SanoSkin Cleanser op te vangen. 3. Dep de wond voorzichtig droog. 4. Plaats de sproeikop in de "STOP" positie.



Mode d'emploi: 1. Tournez l'embout du pulvérisateur en position « SPRAY ». 2. Vaporisez la solution dans la plaie. Utilisez du papier absorbant pour recueillir l'excédent de SanoSkin Cleanser. 3. Séchez la plaie en tamponnant doucement. 4. Placez en position « STOP » après l'emploi.



Instructions for use: 1. Turn the spray head to the "SPRAY" position. 2. Spray the fluid on the wound. Use absorbent paper to collect excess SanoSkin Cleanser. 3. Gently pat the wound dry. 4. Place the spray head in the "STOP" position.



Instrucciones de Uso: 1. Gire el cabezal rociador a la posición "SPRAY". 2. Rocíe el líquido sobre la herida. Use papel absorbente para recoger el exceso de SanoSkin Cleanser. 3. Seque suavemente la herida. 4. Coloque el cabezal rociador en la posición "STOP".



Bestanddelen/ Composition/Zusammensetzung/Composición:

Aqua, Polysorbate 20, Glycerol, Sorbitol, Chloorhexidine digluconaat, Sodiumhydroxide.

Voorzorgsmaatregelen: Uitsluitend voor uitwendig gebruik. • Buiten het bereik van kinderen houden. • Niet gebruiken bij irritatie of allergie voor één van de bestanddelen. • Niet als antisepticum gebruiken. • Niet gebruiken op de oogleden of in de ogen. • Neem contact op met een arts als de wond verergert. • Na opening kan SanoSkin Cleanser nog meermaals tot vervaldatum gebruikt worden.

Précautions Uniquement réservé à un usage externe: À conserver hors de la portée des enfants. • Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'allergie à l'un des composants. • Ne pas utiliser comme solution antiseptique. • Ne pas utiliser sur les paupières ou dans les yeux. • Consulter un médecin si l'état de la plaie s'aggrave. • Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement • Après ouverture, SanoSkin Cleanser peut être réutilisé plusieurs fois jusqu'à la date d'expiration.

Precautions: External usage only. Keep out of reach of children. Do not use if irritation occurs or when allergic for one of the components. Do not use as an antiseptic. Do not use in eyes or eyelids. Contact doctor if wound deteriorates. Do not use when pregnant or breastfeeding. After opening, SanoSkin Cleanser can be used again till end of expiry date.

Precauciones: Solo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo use si se produce irritación o cuando es alérgico a uno de los componentes. No utilizar como antiséptico. No utilizar en ojos o párpados. Contacte con el médico si la herida se deteriora. No utilizar durante el embarazo o la lactancia. Después de abrir, SanoSkin Cleanser puede usarse nuevamente hasta el final de la fecha de caducidad.

CE
0481
250 ml

REF
SC250



SanoMed Manufacturing bv
Transportweg 13-001
4501 PS Oostburg The Netherlands
www.sanomed-manufacturing.eu